

# THERA PUMP™

## MANUALE D'USO DELLA POMPA PER PENE A LED

### ISTRUZIONI PER L'USO:



### LEGENDA CHIAVE:

A – Schermo B – Modalità manuale C – Modalità LED rosso D – Modalità di aspirazione preimpostata E – Pulsante di rilascio rapido dell'aria F – Connessione di ricarica USB-C

### NOTA IMPORTANTE:

- Applicare il lubrificante al pene e alla base prima dell'inserimento il pene nella pompa.
- Smettere immediatamente di usare la pompa se si verifica irritazione o dolore durante l'uso.
- Impedire l'aspirazione dello scroto nel dispositivo mantenendo tesa la pelle scrotale quando si avvia l'aspirazione.

### A – UN DISPLAY

- Quattro (4) luci quadrate si illumineranno per indicare durata della batteria.
- Ogni quadrato lampeggerà durante la ricarica e si fermerà lampeggiante quando carico al 100%.



### B – MODALITÀ MANUALE

- Durante la modalità Aspirazione: premere il pulsante "Manuale". in qualsiasi momento per raggiungere il PSI desiderato. (Il PSI massimo è 8,3)
  - Il vuoto diminuirà a 0 PSI dopo 5 minuti.
  - Tempo di utilizzo consigliato: non più di 10 minuti (in un'unica sessione)
- Premere il pulsante della modalità di vuoto preimpostata per tornare alla modalità 1, 2 o 3.

### C – MODALITÀ LED ROSSO

- Premere il pulsante Modalità LED rosso per 3 secondi per accendere acceso spento. (L'icona Luce si illuminerà sul display).
  - Tempo di utilizzo consigliato: uguale al vuoto preimpostato Modalità.

### D – MODALITÀ VUOTO PREIMPOSTATA

- Premere il pulsante della modalità di aspirazione preimpostata per 3 secondi per accendere/spegnere. (L'icona dell'aspirapolvere si illuminerà sul display).
  - Nota: la base della pompa deve essere in contatto con parete addominale affinché possa creare un vuoto.
- **Modalità 1** – Il vuoto aumenterà a 3,5 PSI per 30 secondi, quindi il vuoto diminuirà a 0 PSI. (La modalità 1 ripeterà questo processo 10 volte).
- **Modalità 2** – Premere nuovamente e il vuoto aumenterà a 4,5 PSI per 60 secondi, quindi il vuoto diminuirà a 0 PSI. (La modalità 2 ripeterà questo processo 10 volte).
- **Modalità 3** – Premere nuovamente e il vuoto aumenterà a 6,6 PSI per 60 secondi, quindi il vuoto diminuirà a 0 PSI. (La modalità 3 ripeterà questo processo 10 volte).
  - In modalità manuale e in modalità vuoto preimpostato, il PSI diminuirà lentamente una volta raggiunto il PSI, questo è completamente normale.

### E – PULSANTE RILASCIO RAPIDO DELL'ARIA

- Durante la modalità di vuoto preimpostato: premere il pulsante "Quick air pulsante di rilascio" e la pompa diminuirà pressione a 0 PSI, quindi la pressione tornerà automaticamente alla modalità di vuoto preimpostata.
- Durante la modalità manuale – Premere il pulsante "Rilascio rapido dell'aria". button" per diminuire in modo incrementale la pressione, oppure tenere premuto il pulsante "Pulsante di rilascio rapido dell'aria" e la pompa diminuirà la pressione a 0 PSI.

### F – CONNESSIONE DI RICARICA USB-C

- Caricare completamente la pompa prima dell'uso.
- La durata della batteria dipende dalla frequenza di utilizzo e variazione delle modalità.
- Caricare completamente la pompa una volta ogni sei (6) mesi.

**Tempo di ricarica totale** – 3 ore (circa)

**Autonomia in alto** – 1 ora (circa)

**Autonomia in modalità bassa** – 2 ore (circa)

**Codice prodotto** – Y0044B1TTCBX

## AVVERTENZE SULLA POMPA DEL PENE A LED

### PULIZIA E CONSERVAZIONE:

- Non immergere o riempire il cilindro con acqua.
- Evitare che la testa del controller della pompa venga a contatto con acqua o eventuali liquidi poiché non è impermeabile.
- Rimuovere la testa del controller prima della pulizia.
- Pulire prima il cilindro della pompa con acqua calda e sapone o con un detergente per giocattoli e dopo ogni utilizzo.
- Lasciare raffreddare la pompa prima di riporla.
- Conservare la pompa in un luogo pulito, fresco e asciutto.
- Non esporre alla luce diretta del sole.
- Mantenere la pompa separata da altri prodotti realizzati con materiali diversi materiali per evitare possibili reazioni chimiche.

### COME USARE:

- Lubrificare il pene e la ciambella in silicone con lubrificante a base d'acqua prima dell'uso.
- Inserirsi/tira il pene attraverso la ciambella in silicone e sigilla la ciambella contro parete addominale (contro la pelle dello stomaco).
- Posizionare il cilindro, con la testa del controller già fissata, sul pene e adattarsi alla ciambella in silicone.
- Assicurarsi che il pene sia dritto quando è nel cilindro e non piegato/piegato.
- Assicurarsi che la pelle scrotale ("sacca scrotale") sia tirata verso il basso, lontano dal cilindro.
- Attivare il pulsante Modalità LED rosso (se si utilizza tale funzione) tenendo premuto il pulsante per 3 secondi. La funzione LED può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento.
- Attivare la modalità di vuoto prescelta tenendo premuto il pulsante Modalità di vuoto preimpostata o Manuale.
- Si consiglia di iniziare con la modalità di vuoto preimpostata 1.
  - Una volta che l'utente è più esperto, passa alla Modalità 2 e poi Modalità 3.
  - La modalità manuale è destinata agli utenti esperti/avanzati dell'aspiratore penieno pompe. Può creare alti livelli di vuoto fino a 8,3 PSI.
- È responsabilità dell'utente evitare lesioni.
- Per risultati ottimali, taglia i peli pubici per una tenuta più forte.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI:

Piegatura/flessione del pene quando è nel cilindro: assicurarsi che il pene sia ben lubrificato con un lubrificante a base d'acqua prima dell'inserimento.

Scroto/testicolo aspirato nel cilindro: se ciò si verifica, utilizzare immediatamente il pulsante rosso di rilascio dell'aspirazione. Prevenire allungando la pelle dello scroto verso il basso e allontanandola dal dispositivo prima di avviare la modalità di aspirazione e quando viene avviata per la prima volta.

Dolore con un'impostazione del vuoto più elevata: rilasciare il vuoto con il pulsante di rilascio del vuoto.

Non utilizzare in caso di dolore poiché potrebbero verificarsi lesioni al pene.

Il LED rosso non si accende – Tenere premuto il pulsante LED per 3 secondi.

Nessuna erezione:

- Probabile causa – Assenza di vuoto a causa di una perdita d'aria causata da una scarsa tenuta.
- Rimedio – Utilizzare più lubrificante; applicare una pressione decisa sul corpo; tagliare i peli pubici; controllare il dispositivo per eventuali perdite d'aria.

### SICUREZZA:

- Prestare attenzione durante la pulizia della pompa. Evitare acqua/umidità sul controller, può causare malfunzionamenti.
- Leggere e seguire attentamente il Manuale dell'utente prima dell'uso.
- Per le pompe per vuoto, assicurarsi di familiarizzare con l'aria veloce funzione di rilascio sulla pompa prima dell'uso.
- Utilizzare solo un lubrificante a base d'acqua.
- Applicare una quantità sufficiente di lubrificante a base d'acqua sulla ciambella in silicone prima dell'uso. Evitare di applicare lubrificante al display poiché ciò potrebbe causare malfunzionamento.
- Non essere energico con la pompa.
- Prima assicurarsi che il pene sia ben lubrificato, dritto e completamente inserito accendendo la pompa.
- Spegnerla la pompa e attendere che il PSI sia pari a 0 prima di rimuovere il pene.
- Prevenire l'aspirazione dello scroto nel dispositivo mantenendo lo scroto ben aderente alla pelle quando si avvia l'aspirazione.

### AVVERTENZE E CONSIGLI GENERALI:

- Se avverti irritazione o dolore durante l'uso, fermati immediatamente e controlla consultare un medico se il dolore persiste.
- Interrompere l'uso se si ritiene che vi sia una diminuzione della funzione erettile. Consultare un medico.
- Non utilizzare la pompa in aree in cui la pelle è irritata, rotta e/o infetta.
- Se si perde urina durante l'uso, tenere la testa del proiettile rivolta verso l'alto ridurre al minimo l'ingresso di liquidi nella testa di controllo motorizzata. In caso contrario potrebbe causare guasti all'unità.
- Non condividere la pompa con altri.
- Questo NON è un dispositivo medico e non deve essere utilizzato per trattamenti medici condizione.
- Leggere attentamente la descrizione dei materiali sulla confezione per evitare reazioni allergiche.
- Non riscaldare o raffreddare la pompa.
- Non piegare eccessivamente o con forza la pompa.
- Solo per uso esterno. Non destinato a scopi medici o a qualsiasi altro uso ha un effetto negativo sulla funzione del tuo corpo.
- Tenere la pompa lontana da fiamme o temperature elevate superiori a 50° (gradi) / 122f (Fahrenheit).
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Il fornitore, il produttore o il rivenditore non sono responsabili per l'uso improprio della pompa.
- Non utilizzare questo dispositivo se:
  - non ho letto le istruzioni
  - hanno una storia di erezioni prolungate
  - è stato diagnosticato l'anemia falciforme
  - soffre di disturbi emorragici o sta attualmente assumendo sangue farmaci dimagranti come l'aspirina
  - hanno condizioni preesistenti come la malattia di Peyronie, il priapismo e stenosi uretrale, poiché l'uso della pompa può aggravarla, a meno che non si verifichi Consiglio medico
  - siete sotto l'influenza di alcol o droghe, poiché ciò potrebbe compromettere la vostra giudizio e aumentare il rischio di lesioni
  - avere una diminuzione della sensazione di dolore nella zona del pene, come potrebbe
  - compromettere la capacità di identificare eventuali lesioni potenziali

Ci sono alcuni rischi e svantaggi da considerare. Questi includono:

- **Dolore o lividi:** l'uso improprio di una pompa per il pene può provocare lividi e altre lesioni dolorose al pene.
- **Vasi sanguigni scoppiati:** sotto i vasi sanguigni possono comparire piccoli punti rossi o petecchie pelle del pene.
- **Intorpidimento, fornicolo o scolorimento della pelle:** questi sintomi possono indicare che l'anello di costrizione è troppo stretto. Usare un anello più grande dovrebbe contribuire ad alleviare la pressione.
- **Erezioni con sensazioni innaturali:** alcuni utenti riferiscono che le loro erezioni lo fanno non sentirsi naturale o spontaneo quando si utilizza una pompa per il pene.
- **Mancanza di fermezza:** spesso è più evidente alla base del pene.
- **Sensazione di sperma intrappolato o eiaculazione dolorosa:** un piccolo ritaglio nell'anello di costrizione può aiutare a ridurre questi sintomi. Gli anelli del gallo possono prevenire l'eiaculazione.
- **Effetti psicologici:** per gli utenti che utilizzano la pompa prima del rapporto sessuale attività sessuale, dover smettere di usare una pompa per il pene prima dell'attività sessuale rovinare l'atmosfera di alcune coppie. Alcune persone potrebbero anche sentirsi a disagio o imbarazzato nell'usare una pompa per il pene prima dell'attività sessuale.

Gli uomini con disturbi della coagulazione del sangue e coloro che assumono anticoagulanti dovrebbero parlare con il proprio medico prima di utilizzare qualsiasi pompa per il pene, poiché queste condizioni e farmaci possono aumentare il rischio di emorragia interna durante l'utilizzo del dispositivo.

### GARANZIA:

- Garanzia 12 mesi dalla data di acquisto contro difetti di fabbricazione e difetti.
- La garanzia è nulla in caso di uso improprio o di manipolazione impropria.

### DISCLAIMER:

- Nessuno dei distributori, grossisti e rivenditori di THERAPUMP dovrà esserlo negligente in qualsiasi lesione, morte o atto illecito causato dall'uso o dall'abuso.
- THERAPUMP non sarà responsabile per eventuali reclami o pretese degli utenti non leggere e rispettare le istruzioni per l'uso e la sicurezza.