

THERA PUMP™

MANUEL D'UTILISATION DE LA POMPE À PÉNIS À LED

MODE D'EMPLOI:



LÉGENDE CLÉ:

A – Écran B – Mode manuel C – Mode LED rouge D – Mode d'aspiration pré réglé E – Bouton de dégagement d'air rapide F – Connexion de charge USB-C

NOTE IMPORTANTE:

- Appliquez du lubrifiant sur le pénis et la base avant l'insertion. le pénis dans la pompe.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser la pompe si vous ressentez irritation ou douleur pendant l'utilisation.
- Empêchez l'aspiration du scrotum dans l'appareil en gardant la peau scrotale tendue lors du démarrage de l'aspirateur.

A – UN ÉCRAN

- Quatre (4) lumières carrées s'allumeront pour indiquer vie de la batterie.
- Chaque carré clignotera pendant le chargement et s'arrêtera clignotant lorsqu'il est chargé à 100%.



B – MODE MANUEL

- Pendant le mode vide - Appuyez sur le bouton « Manuel » à tout moment pour atteindre le PSI souhaité. (Le PSI maximum est de 8,3)
 - Le vide diminuera à 0 PSI après 5 minutes
 - Durée d'utilisation recommandée: Pas plus de 10 minutes (en une seule séance)
- Appuyez sur le bouton du mode d'aspiration prédéfini pour revenir aux modes 1, 2. ou 3.

C – MODE LED ROUGE

- Appuyez sur le bouton Mode LED rouge pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.
(L'icône Lumière s'allumera sur l'écran)
 - Durée d'utilisation recommandée: identique à l'aspirateur pré réglé Modes.

D – MODE VIDE PRÉRÉGLÉ

- Appuyez sur le bouton du mode d'aspiration prédéfini pendant 3 secondes pour allumer/éteindre.

(L'icône Aspirateur s'allumera sur l'écran).

- Remarque: La base de la pompe doit être en contact avec paroi abdominale pour créer un vide.

- **Mode 1** – Le vide augmentera à 3,5 PSI pendant 30 secondes, puis le vide diminuera à 0 PSI. (Le mode 1 répétera ce processus 10 fois).
- **Mode 2** – Appuyez à nouveau et le vide augmentera à 4,5 PSI pendant 60 secondes, puis le vide diminuera à 0 PSI. (Le mode 2 répétera ce processus 10 fois).
- **Mode 3** – Appuyez à nouveau et le vide augmentera à 6,6 PSI pendant 60 secondes, puis le vide diminuera à 0 PSI. (Le mode 3 répétera ce processus 10 fois).
 - En mode manuel et en mode vide prédéfini, le PSI diminuera lentement une fois le PSI atteint, c'est tout à fait normal.

E – BOUTON DE DÉGAGEMENT D'AIR RAPIDE

- Pendant le mode de vide pré réglé – Appuyez sur le bouton « Quick air bouton de relâchement » et la pompe diminuera pression à 0 PSI, puis la pression reviendra automatiquement au mode de vide prédéfini.
- En mode manuel – Appuyez sur la touche « Quick Air Release » (libération d'air rapide). Bouton » pour diminuer progressivement la pression, ou maintenez le bouton « Bouton de libération d'air rapide » et la pompe diminuera la pression à 0 PSI.

F – CONNEXION DE CHARGE USB-C

- Chargez complètement la pompe avant utilisation.
- La durée de vie de la batterie dépend de la fréquence d'utilisation et variation des modes.
- Chargez complètement la pompe une fois tous les six (6) mois.

Temps de charge total – 3 heures (environ)

Temps de fonctionnement à puissance élevée – 1 heure (environ)

Temps de fonctionnement à basse température – 2 heures (environ)

Code de produit – Y0044B1TTCBX

AVERTISSEMENTS SUR LA POMPE À PÉNIS À LED

NETTOYAGE ET STOCKAGE:

- Ne pas immerger ou remplir le cylindre avec de l'eau.
- Évitez que la tête du contrôleur de la pompe n'entre en contact avec de l'eau ou tous les liquides car il n'est pas étanche.
- Retirez la tête du contrôleur avant de la nettoyer.
- Nettoyez le cylindre de la pompe avec de l'eau tiède et du savon ou un nettoyant pour jouets avant et après chaque utilisation.
- Laissez la pompe refroidir avant de la ranger.
- Conservez la pompe dans un endroit propre, frais et sec.
- Ne pas exposer directement au soleil.
- Gardez la pompe séparée des autres produits fabriqués avec des matériaux pour éviter d'éventuelles réactions chimiques.

COMMENT UTILISER:

- Lubrifiez le pénis et le beignet en silicone avec un lubrifiant à base d'eau avant utilisation.
- Insérez/tirez le pénis à travers le beignet en silicone et scellez le beignet contre le paroi abdominale (contre la peau de votre ventre).
- Placez le cylindre, avec la tête de commande déjà fixée, sur le pénis et s'adapter au beignet en silicone.
- Assurez-vous que le pénis est droit lorsqu'il est dans le cylindre et qu'il n'est pas plié/courbé.
- Assurez-vous que la peau du scrotum (« sac à billes ») est tirée vers le bas, loin du cylindre.
- Activez le bouton Mode LED rouge (si vous utilisez cette fonction) en maintenant le bouton enfoncé, pendant 3 secondes. La fonction LED peut être activée ou désactivée à tout moment.
- Activez le mode de vide choisi en maintenant enfoncé le bouton Mode de vide prédéfini ou Manuel.
- Il est suggéré de démarrer sur le mode de vide prédéfini 1.
 - Une fois que l'utilisateur est plus expérimenté, passez au mode 2 puis Mode 3.
 - Le mode manuel est destiné aux utilisateurs expérimentés/avancés de l'aspirateur pénien pompes. Il peut créer des niveaux de vide élevés jusqu'à 8,3 PSI.
- Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'éviter les blessures.
- Pour des résultats optimaux, coupez vos poils pubiens pour une meilleure étanchéité.

DÉPANNAGE:

Pliage/flexion du pénis dans le cylindre – assurez-vous que le pénis est bien lubrifié avec un lubrifiant à base d'eau avant l'insertion.

Scrotum/testicule aspiré dans le cylindre – si cela se produit, utilisez immédiatement le bouton rouge de libération du vide. Pour éviter cela, étirez la peau du scrotum vers le bas et éloignez-la de l'appareil avant de démarrer le mode aspirateur et lors du premier démarrage de l'aspirateur.

Douleur à un réglage de vide plus élevé – relâchez le vide avec le bouton de libération du vide.

Ne pas utiliser si cela provoque de la douleur, car cela pourrait entraîner des blessures au pénis.

La LED rouge ne s'allume pas – Maintenez le bouton LED enfoncé pendant 3 secondes.

Pas d'érection :

- Cause probable – Pas de vide en raison d'une fuite d'air causée par une mauvaise étanchéité.
- Remède – Utilisez plus de lubrifiant ; appliquer une pression ferme sur le corps ; couper les poils pubiens ; vérifiez l'appareil pour détecter les fuites d'air.

SÉCURITÉ:

- Soyez prudent lors du nettoyage de la pompe. Évitez l'eau/l'humidité sur le contrôleur, peut provoquer un dysfonctionnement.
- Lisez attentivement et suivez le manuel d'utilisation avant utilisation.
- Pour les pompes à vide, assurez-vous de vous familiariser avec le système Quick Air. fonction de libération sur votre pompe avant utilisation.
- Utilisez uniquement un lubrifiant à base d'eau.
- Appliquez une quantité suffisante de lubrifiant à base d'eau sur le beignet en silicone.
- Avant utilisation. Évitez d'appliquer du lubrifiant sur l'écran, car cela pourrait provoquer mauvais fonctionnement.
- Ne forcez pas avec votre pompe.
- Assurez-vous que le pénis est bien lubrifié, droit et complètement inséré avant allumer la pompe.
- Éteignez la pompe et attendez que le PSI soit de 0 avant de retirer le pénis.
- Empêchez l'aspiration du scrotum dans le dispositif en gardant le scrotum la peau est tendue au démarrage de l'aspirateur.

AVERTISSEMENT ET CONSEILS GÉNÉRAUX:

- Si vous ressentez une irritation ou une douleur pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez un médecin si la douleur persiste.
- Cessez l'utilisation si vous pensez qu'il y a une diminution de la fonction érectile. Voir un docteur.
- N'utilisez pas la pompe dans des zones où la peau est irritée, cassée et/ou infectée.
- Si vous perdez de l'urine pendant l'utilisation, gardez la tête de la balle pointée vers minimiser la pénétration de liquide dans la tête de commande alimentée. Ne pas le faire peut provoquer une panne de l'appareil.
- Ne partagez pas la pompe avec d'autres.
- Ceci n'est PAS un dispositif médical et ne doit pas être utilisé pour traiter un problème médical condition.
- Lisez attentivement la description des matériaux sur l'emballage pour éviter réactions allergiques.
- Ne pas chauffer ou refroidir la pompe.
- Ne pliez pas la pompe de manière excessive ou avec force.
- Pour usage externe uniquement. Non destiné à des fins médicales ou à toute utilisation qui a un effet néfaste sur le fonctionnement de votre corps.
- Gardez la pompe à l'écart des incendies ou des températures élevées supérieures à 50° (degrés) / 122f (Fahrenheit).
- Tenir hors de portée des enfants.
- Le fournisseur, le fabricant ou le détaillant ne sont pas responsables de l'utilisation inappropriée de la pompe.
- N'utilisez pas cet appareil si vous:
 - je n'ai pas lu les instructions
 - avez des antécédents d'érections prolongées
 - avez reçu un diagnostic de drépanocytose
 - souffrez de troubles de la coagulation ou prenez actuellement du sang
 - médicaments amincissants tels que l'aspirine
 - avez des conditions préexistantes telles que la maladie de La Peyronie, le priapisme et
 - sténose urétrale, car l'utilisation de la pompe peut l'aggraver, sauf si
 - Conseil médical
 - êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues, car cela pourrait altérer votre jugement et augmenter le risque de blessure
 - avoir une diminution de la sensation de douleur dans la zone du pénis, car cela pourrait
 - nuire à votre capacité à identifier toute blessure potentielle

Il y a certains risques et inconvénients à considérer. Ceux-ci incluent :

- **Douleur ou ecchymose:** une utilisation incorrecte d'une pompe à pénis peut entraîner des ecchymoses et d'autres blessures douloureuses au pénis.
- **Vaisseaux sanguins éclatés:** de petits points rouges, ou pétéchies, peuvent apparaître sous peau du pénis.
- **Engourdissement, picotement ou décoloration de la peau:** ces symptômes peuvent indiquer que l'anneau de constriction est trop serré. L'utilisation d'un anneau plus grand devrait aider à alléger la pression.
- **Érections anormales:** certains utilisateurs signalent que leurs érections le font ne vous sentez pas naturel ou spontané lorsque vous utilisez une pompe à pénis.
- **Manque de fermeté :** Ceci est souvent plus visible à la base du pénis.
- **Sensation de sperme emprisonné ou éjaculation douloureuse:** une petite coupure dans l'anneau de constriction peut aider à réduire ces symptômes. Les anneaux pénien peuvent empêcher l'éjaculation.
- **Effets psychologiques:** Pour les utilisateurs qui utilisent la pompe avant un rapport sexuel activé, devoir arrêter d'utiliser une pompe à pénis avant que l'activité sexuelle puisse gâcher l'ambiance de certains couples. Certaines personnes peuvent également se sentir gênées ou gêné d'utiliser une pompe à pénis avant une activité sexuelle.

Les hommes souffrant de troubles de la coagulation sanguine et ceux qui prennent des anticoagulants doivent parler à leur médecin avant d'utiliser une pompe à pénis, car ces conditions et ces médicaments peuvent augmenter le risque d'hémorragie interne lors de l'utilisation de l'appareil.

GARANTIE:

- Garantie 12 mois à compter de la date d'achat contre les défauts de fabrication et défauts.
- La garantie est nulle en cas de mauvaise utilisation ou de mauvaise manipulation.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ:

- Aucun des distributeurs, grossistes et détaillants de THERAPUMP ne sera négligent dans toute blessure, décès ou acte illégal causé par une utilisation ou une mauvaise utilisation.
- THERAPUMP ne sera pas responsable des plaintes ou réclamations si les utilisateurs ne pas lire et respecter les instructions d'utilisation et de sécurité.