

THERA PUMP™

MANUAL DEL USUARIO DE LA BOMBA DE PENE LED

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN:



LEYENDA CLAVE:

A – Pantalla B – Manueller Modus C – Modo LED rojo D – Modo de vacío preestablecido E – Botón de liberación rápida de aire F – Conexión de carga USB-C

NOTA IMPORTANTE:

- Aplique lubricante al pene y a la base antes de insertarlo. el pene en la bomba.
- Deje de usar la bomba inmediatamente si experimenta irritación o dolor durante el uso.
- Evite la succión del escroto hacia el dispositivo manteniendo la piel del escroto tensa al iniciar la aspiración.

A – UNA PANTALLA

- Se iluminarán cuatro (4) luces cuadradas para indicar duración de la batería.
- Cada cuadrado parpadeará mientras se carga y se detendrá parpadear cuando está 100% cargado.



B – MODO MANUAL

- Durante el modo de vacío: presione el botón "Manual" en cualquier momento para alcanzar su PSI deseado. (La PSI máxima es 8,3)
 - El vacío disminuirá a 0 PSI después de 5 minutos.
 - Tiempo de uso recomendado: No más de 10 minutos (en una sola sesión)
- Presione el botón Modo de vacío preestablecido para regresar al Modo 1, 2 o 3.

C – MODO LED ROJO

- Presione el botón de modo LED rojo durante 3 segundos para encender/apagar. (El ícono de Luz se iluminará en la pantalla).
 - Tiempo de uso recomendado: Igual que el vacío preestablecido Modos.

D – MODO DE VACÍO PREESTABLECIDO

- Presione el botón Modo de vacío preestablecido durante 3 segundos para encender/apagar. (El ícono de Vacío se iluminará en la pantalla).
 - Nota: La base de la bomba debe estar en contacto con pared abdominal para que cree un vacío.
- **Modo 1** – el vacío aumentará a 3,5 PSI durante 30 segundos, luego el vacío disminuirá a 0 PSI. (El modo 1 repetirá este proceso 10 veces).
- **Modo 2** – presione nuevamente y el vacío aumentará a 4.5 PSI durante 60 segundos, luego el vacío disminuirá a 0 psi. (El modo 2 repetirá este proceso 10 veces).
- **Modo 3** – presione nuevamente y el vacío aumentará a 6.6 PSI durante 60 segundos, luego el vacío disminuirá a 0 psi. (El modo 3 repetirá este proceso 10 veces).
 - Dentro del modo manual y del modo de vacío preestablecido, el PSI disminuirá lentamente una vez que se alcance el PSI, esto es completamente normal.

E – BOTÓN DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE AIRE

- Durante el modo de vacío preestablecido: presione el botón "Aire rápido". botón de liberación" y la bomba disminuirá presión a 0 PSI, luego la presión volverá automáticamente al modo de vacío preestablecido.
- Durante el modo manual: presione el botón "Liberación rápida de aire". Botón" para disminuir gradualmente la presión, o Mantenga presionado el botón "Botón de liberación rápida de aire" y el La bomba disminuirá la presión a 0 PSI.

F – CONEXIÓN DE CARGA USB-C

- Cargue completamente la bomba antes de usarla.
- La duración de la batería depende de la frecuencia de uso y variación de modos.
- Cargue completamente la bomba una vez cada seis (6) meses.

Tiempo total de carga – 3 horas (aprox.)

Tiempo de ejecución en nivel alto – 1 hora (aprox.)

Tiempo de ejecución en nivel bajo – 2 horas (aprox.)

Código de producto – Y0044B1TTCBX

ADVERTENCIAS DE LA BOMBA DE PENE LED

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO:

- No sumerja ni llene el cilindro con agua.
- Evite que el cabezal del controlador de la bomba entre en contacto con agua o cualquier líquido ya que no es resistente al agua.
- Retire el cabezal del controlador antes de limpiarlo.
- Limpie el cilindro de la bomba con agua tibia y jabón o limpiador de juguetes antes y después de cada uso.
- Deje que la bomba se enfríe antes de guardarla.
- Mantenga la bomba en un lugar limpio, fresco y seco.
- No exponga a la luz solar directa.
- Mantenga la bomba separada de otros productos fabricados con diferentes materiales para evitar posibles reacciones químicas.

CÓMO UTILIZAR:

- Lubrique el pene y el donut de silicona con lubricante a base de agua antes de usarlos.
- Inserte/jale el pene a través del donut de silicona y selle el donut contra el pared abdominal (contra la piel de su estómago).
- Coloque el cilindro, con el cabezal del controlador ya conectado, sobre el pene y encajar en el donut de silicona.
- Asegúrese de que el pene esté recto cuando esté en el cilindro y no doblado doblado.
- Asegúrese de que la piel del escroto ("saco de bolas") esté tirada hacia abajo, lejos del cilindro.
- Active el botón Modo LED rojo (si usa esa función) manteniendo presionado el botón durante 3 segundos. La función LED se puede activar o desactivar en cualquier momento.
- Active el modo de vacío elegido manteniendo presionado el botón Modo de vacío preestablecido o Manual.
- Se sugiere comenzar en el Modo de vacío preestablecido 1.
 - Una vez que el usuario tenga más experiencia, pase al Modo 2 y luego Modo 3.
 - El modo manual es para usuarios experimentados/avanzados de aspiradora de pene. zapatillas. Puede crear altos niveles de vacío de hasta 8,3 PSI.
- Es responsabilidad del usuario evitar lesiones.
- Para obtener resultados óptimos, recorta tu vello púbico para lograr un sellado más fuerte.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Doblado/doblado del pene cuando está en el cilindro: asegúrese de que el pene esté bien lubricado con un lubricante a base de agua antes de la inserción.

Escroto/testículo succionado dentro del cilindro; si esto ocurre, use el botón rojo de liberación de vacío inmediatamente. Evite estirar la piel del escroto hacia abajo y lejos del dispositivo antes de iniciar el modo de aspiración y cuando se inicia la aspiración por primera vez.

Dolor con una configuración de vacío más alta: libere el vacío con el botón de liberación de vacío.

No lo use si causa dolor, ya que puede provocar lesiones en el pene.

El LED rojo no se enciende: mantenga presionado el botón LED durante 3 segundos.

Sin erección:

- Causa probable: No hay vacío debido a una fuga de aire causada por un sellado deficiente.
- Remedio – Utilice más lubricante; aplique una presión firme sobre el cuerpo; recortar el vello púbico; revise el dispositivo para detectar fugas de aire.

SEGURIDAD:

- Tenga cuidado al limpiar la bomba. Evite agua/humedad en el controlador, puede provocar un mal funcionamiento.
- Lea y siga detenidamente el Manual del usuario antes de usarlo.
- Para bombas de vacío, asegúrese de familiarizarse con el sistema de aire rápido. función de liberación de su bomba antes de usarla.
- Utilice únicamente un lubricante a base de agua.
- Aplique una cantidad suficiente de lubricante a base de agua al donut de silicona. antes de usar. Evite aplicar lubricante a la pantalla, ya que esto puede causar Funcionamiento defectuoso.
- No seas contundente con tu bomba.
- Asegúrese de que el pene esté bien lubricado, recto y completamente insertado antes encendiendo la bomba.
- Apague la bomba y espere hasta que el PSI sea 0 antes de extraer el pene.
- Evite la succión del escroto hacia el dispositivo manteniendo el escroto Apriete la piel al iniciar la aspiradora.

ADVERTENCIA Y CONSEJOS GENERALES:

- Si experimenta irritación o dolor durante el uso, deténgase inmediatamente y consulte un médico si el dolor persiste.
- Deje de usarlo si cree que hay alguna disminución en la función eréctil. Ver un doctor.
- No utilice la bomba en áreas donde la piel esté irritada, rota y/o infectada.
- Si pierde orina durante el uso, mantenga la cabeza de la bala apuntando hacia arriba.
- Minimice la entrada de líquido al cabezal de control motorizado. De no hacerlo puede causar fallas en la unidad.
- No comparta la bomba con otras personas.
- Este NO es un dispositivo médico y no debe usarse para tratar ningún problema médico condición.
- Lea atentamente la descripción de los materiales en el paquete para evitar reacciones alérgicas.
- No caliente ni enfríe la bomba.
- No doble excesivamente ni con fuerza la bomba.
- Sólo para uso externo. No está destinado a fines médicos ni a ningún uso que tiene un efecto adverso en la función de su cuerpo.
- Mantenga la bomba alejada de incendios o altas temperaturas superiores a 50° (grados) / 122f (Fahrenheit).
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- El proveedor, fabricante o minorista no son responsables del uso inadecuado de la bomba.
- No utilice este dispositivo si:
 - no he leído las instrucciones
 - tiene antecedentes de erecciones prolongadas
 - han sido diagnosticados con enfermedad de células falciformes
 - sufre algún trastorno hemorrágico o está tomando sangre actualmente medicamentos adelgazantes como la aspirina
 - Tiene condiciones preexistentes como la enfermedad de Peyronie, priapismo y estenosis uretrales, ya que el uso de la bomba puede agravarlas, a menos que con Consejo médico
 - está bajo la influencia del alcohol o drogas, ya que esto puede afectar su juicio y aumentar el riesgo de lesiones
 - tiene una disminución de la sensación de dolor en la zona del pene, ya que esto podría afectar su capacidad para identificar cualquier lesión potencial

Es sind einige Risiken und Nachteile zu berücksichtigen. Diese beinhalten:

- **Dolor o hematomas:** el uso incorrecto de una bomba para el pene puede provocar hematomas y otras lesiones dolorosas en el pene.
- **Vasos sanguíneos reventados:** pueden aparecer pequeños puntos rojos o petequias debajo de la piel del pene.
- **Entumecimiento, hormigueo o decoloración de la piel:** estos síntomas pueden indicar que el anillo de constricción está demasiado apretado. Usar un anillo más grande debería ayudar a aliviar la presión.
- **Erecciones con sensación antinatural:** algunos usuarios informan que sus erecciones no se sienten naturales o espontáneas al usar una bomba para el pene.
- **Falta de firmeza:** esto suele ser más notable en la base del pene.
- **Sensación de semen atrapado o eyaculación dolorosa:** un pequeño recorte en el anillo de constricción puede ayudar a reducir estos síntomas. Los anillos para el pene pueden prevenir la eyaculación.
- **Efectos psicológicos:** Para aquellos usuarios que utilizan la bomba antes de tener relaciones sexuales. actividad, tener que dejar de usar una bomba de pene antes de que la actividad sexual pueda arruinar el estado de ánimo de algunas parejas. Algunas personas también pueden sentirse incómodas o avergonzadas por usar una bomba de pene antes de la actividad sexual.

Los hombres con trastornos de la coagulación sanguínea y aquellos que toman anticoagulantes deben hablar con su médico antes de usar cualquier bomba para el pene, ya que estas afecciones y medicamentos pueden aumentar el riesgo de hemorragia interna al usar el dispositivo.

GARANTÍA:

- Garantía de 12 meses desde la fecha de compra contra defectos de fabricación y defectos.
- La garantía queda anulada si se usa mal o se maneja incorrectamente.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

- Cualquiera de los distribuidores, mayoristas y minoristas de THERAPUMP no será negligente en cualquier lesión, muerte o acto ilícito causado por el uso o mal uso.
- THERAPUMP no será responsable de ninguna queja o reclamación si los usuarios no lea ni cumpla las instrucciones de uso y seguridad.